

Anti-Ddx17 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92841

Artikelnummer: CM0011944



Einführung

DDX17 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf RNA-Helikase DDX17 (Q92841) ab, die an prä-mRNA-Spleißen und transkriptionelle Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX17 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	P72; RH70; DDX17
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10521
GenID	10521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-200 von menschlichem DDX17 (Q92841) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92841
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel