


Anti-DDX20 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi6

Artikelnummer: CM0029492



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches DDX20 (Gemin3), eine DEAD-Box-RNA-Helikase, die an der snRNP-Assemblierung beteiligt ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Spleißforschungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DP103; GEMIN3; DDX20
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11218
GeneID	11218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-280 von menschlichem DDX20 (NP_009135.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHI6
Proteinmasse	92 kDa
Versand	Eisbeutel