


Anti-DDx21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr30

Artikelnummer: CM0016286



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DDX21 (Nukleoläre RNA-Helikase 2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt 87 kDa Protein. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Studien zur rRNA-Verarbeitung, Transkriptionsregulation und antiviralen angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RH; GUA; GURDB; II/Gu; RH II/Gu; RH-II/GU; gu-alpha; RH-II/GuA; DDX21
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9188
Gen-ID	9188
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NR30
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel