

Anti-Ddx24-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr7

Artikelnummer: CM0018543

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes DDX24 (DEAD-Box-Protein 24), eine ATP-abhängige RNA-Helikase, die am prä-mRNA-Spleißen und an der angeborenen Immunität beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX24-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DDX24
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57062
GeneID	57062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 510-859 des humanen DDX24 (NP_065147.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZR7
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Kühlakku