

Anti-Ddx3 Kaninchen Polymab® Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000571

Artikelnummer: CM0006865



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen DDX3 (ATP-abhängige RNA-Helikase DDX3X), validiert in WB, IF/ICC, IP, ELISA für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Transkription, Translation und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX3 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB
Spezies	Mensch
GeneID	1654
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem DDX3 (NP_001347.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00571
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel