

Anti-Ddx31 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8H2

Artikelnummer: CM0024360

Einführung

DDX31 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA, der mit Mensch, Maus und Ratte reagiert. Targetiert die DEAD-Box-Helikase DDX31, die essenziell für die Ribosomenbiogenese und p53-Regulierung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PPP1R25; DDX31
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64794
Gen-ID	64794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 652-851 des menschlichen DDX31 (NP_073616.6) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8H2
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel