


Anti-Ddx39A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - 000148

Artikelnummer: CM0030473



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes DDX39A (BAT1/URH49) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von mRNA-Export, Spleißen und antiviralen Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX39A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10212
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DDX39A (NP_005795.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00148
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel