

Anti-Ddx3X Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00571

Artikelnummer: CM0024798



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DDX3X (O00571). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. ATP-abhängige RNA-Helikase, beteiligt an Transkription, Translation und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX3X Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Spezies	Human
GeneID (Human)	1654
GeneID	1654
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DDX3X entspricht (NP_001347.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00571
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel