

## Anti-Ddx3X/Ddx3Y Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000571/O15523

Artikelnummer: CM0007009



### Einführung

Hochwertiger kaninischer monoklonaler Antikörper gegen DDX3X/DDX3Y, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal zum Studium von RNA-Helikase-Funktionen, Virusinfektionen und angeborenen Immunsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DDX3X/DDX3Y Kaninchen mAb                                        |
| Bemerkungen/Alias | DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DBY; DDX3X/DDX3Y |
| Spezies           | Human                                                            |
| Gen-ID (Human)    | 1654/8653                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                                            |
| Herkunft          | Kaninchen                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                           |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                               |
| SWISS             | O00571/O15523                                                    |
| Proteingewicht    | 73 kDa/71 kDa/32 kDa                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                        |