

Anti-Ddx3Y Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15523

Artikelnummer: CM0017072

Einführung

Hochaffiner polyklonaler Anti-DDX3Y-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt das menschliche, murine und Ratten-DDX3Y-Protein. Ideal für Studien zur Funktion von ATP-abhängiger RNA-Helikase und Immunantwortwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX3Y Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DBY; DDX3Y
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8653
GenID	8653
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des menschlichen DDX3Y (NP_001116137.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15523
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel