

Anti-Ddx3Y Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15523

Artikelnummer: CM0016877

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches DDX3Y, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für die Erforschung der RNA-Helikase-Funktion bei Immunantwort und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX3Y Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DBY; DDX3Y
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8653
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 von menschlichem DDX3Y (NP_001116137.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15523
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel