

Anti-Ddx4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nqi0

Artikelnummer: CM0014562

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen DDX4 (VASA), eine keimzellspezifische ATP-abhängige RNA-Helikase. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-DDX4 für Western Blot, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA-Anwendungen in der Spermatogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX4 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	VASA; DDX4
Spezies	Mensch
Gen-ID	54514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 635-724 von humanem DDX4 (NP_077726.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NQI0
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel