

Anti-Ddx4 (Vasa) Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb - Q9Nqi0

Artikelnummer: CM0004162

Einführung

Hochwertiger anti-DDX4 (VASA)
Kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für
WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit
Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung
zur Keimzellentwicklung und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX4 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	VASA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54514
Gen-ID	54514
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 635–724 des menschlichen DDX4 (NP_077726.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQI0
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel