


Anti-Ddx41 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ujv9

Artikelnummer: CM0030620



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches DDX41, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt menschliches, murine und Ratten-DDX41 (70 kDa). Geeignet für Forschung zur angeborenen Immunität und RNA-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX41 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ABS; MPLPF; DDX41
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51428
GenID	51428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-300 von menschlichem DDX41 (NP_057306.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJV9
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel