

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Ddx43-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nxz2

Artikelnummer: CM0020724

Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen DDX43 (CT13/HAGE), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Erkennt eine 73 kDa große ATP-abhängige RNA-Helikase mit Krebs-/Hoden-Antigen-Expression. Ideal für die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX43 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	CT13; HAGE; DDX43
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55510
GenID	55510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 429-648 des menschlichen DDX43 (NP_061135.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NXZ2
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eispackung