


Anti-Ddx46-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L014

Artikelnummer: CM0025114



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DDX46 (PRP5/PRPF5), eine spliceosomale RNA-Helikase. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Spliceosom-Assembly und prä-mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX46 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Prp5; PRPF5; DDX46
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9879
GenID	9879
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L014
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel