


## Anti-Ddx47 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0S4

Artikelnummer: CM0015298



### Einführung

Zuverlässiger Forschungsqualitäts-DDX47-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, kreuzreagierend mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf Ribosomenbiogenese- und Apoptose-Signalwege ab. Ideal für die IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DDX47 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | RRP3; E4-DBP; HQ0256; MSTP162; DDX47                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 51202                                                                                                                       |
| GeneID            | 51202                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 186-455 von humanem DDX47 enthält (NP_057439.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | Q9H0S4                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 51kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eistüte                                                                                                                     |