

Anti-Ddx5 (P68) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17844

Artikelnummer: CM0014109



Einführung

Kaninchen-polykloaler Antikörper gegen humanes DDX5 (p68), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu RNA-Helikase und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	p68, HLR1, G17P1, HUMP68, DDX5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1655
GeneID	1655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-614 von humanem DDX5 (NP_004387.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17844
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eispack