

Anti-Ddx5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17844

Artikelnummer: CM0029430



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches DDX5 (p68 RNA-Helikase), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Spleißen und zirkadianen Rhythmen. SWISS: P17844.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DDX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1655
Gen-ID	1655
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-614 von menschlichem DDX5 entspricht (NP_004387.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17844
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eisbeutel