

Anti-Ddx5 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P17844

Artikelnummer: CM0002099



Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen DDX5 (p68-Helikase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die IVD-Assay-Entwicklung, Forschung zu Transkriptionsregulation und RNA-Spleißung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX5 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1655
Gen-ID	1655
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17844
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel