

Anti-Ddx56 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ny93

Artikelnummer: CM0025664

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes DDX56, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zur Ribosomenbiogenese, angeborenen Immunität und Virusinfektionsforschung. Reagiert mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX56 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	DDX21; DDX26; NOH61; DDX56
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	54606
GeneID	54606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 318-547 des humanen DDX56 (NP_061955.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NY93
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel