


Anti-Ddx6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26196

Artikelnummer: CM0024127



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DDX6, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von P-Bodies, mRNA-Decapping und Autophagieregulationse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DDX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1656
Gen-ID	1656
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 384-483aa von menschlichem DDX6 (NP_001244120.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26196
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel