

Anti-Decorin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Artikelnummer: CM0019820

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes Decorin, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Proteingewicht 40 kDa. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrix und von Proteoglykanen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Decorin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B, Decorin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1634
GenID	1634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-359 von Decorin (NP_001911.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07585
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel