

Anti-Decorin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07585

Artikelnummer: CM0006648

Einführung

Entdecken Sie unseren spezifischen kaninchenmonoklonalen Antikörper gegen humanes Decorin, geeignet für WB-, IF-P-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Human und Ratte. Ein wesentliches Werkzeug für die Erforschung der Biologie der extrazellulären Matrix und der Proteoglykanfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Decorin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	1634
GeneID	1634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-359 von humanem Decorin (NP_001911.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P07585
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel