


Anti-Defa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P59665

Artikelnummer: CM0027109



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Neutrophilen-Defensin 1 (DEFA1/HNP-1). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Entwickelt für Studien zur angeborenen Immunität und antimikrobiellen Abwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEFA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HP1; MRS; DEF1; HP-1; DEFA2; HNP-1; DEFA1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1667
GeneID	1667
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-94 von humanem DEFA1 (NP_004075.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P59665
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eistasche