


Anti-Defa5/Defensin Alpha 5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01523

Artikelnummer: CM0018950



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DEFA5 (Defensin alpha 5), geeignet für Western Blot und ELISA. Für die Spezies Mensch validiert, detektiert dieser Antikörper ein etwa 10 kDa großes antimikrobielles Peptid, das an der angeborenen Immunabwehr beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEFA5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DEF5; HD-5; DEFA5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1670
GeneID	1670
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-94 des humanen DEFA5 (NP_066290.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01523
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Kühlakku