

Anti-Defb121 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - Q5J5C9

Artikelnummer: CM0015744

Einführung

DEFB121 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt Beta-Defensin 121, ein antimikrobielles Peptid des männlichen Fortpflanzungstrakts. Ideal für die Forschung in der Reproduktionsimmunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEFB121 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEFB21; ESC42RELC; DEFB121
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	245934
Gen-ID	245934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-76 von humanem DEFB121 (NP_001011878.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5J5C9
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel