

Anti-Defb132 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z7B7

Artikelnummer: CM0012855

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DEFB132 (Beta-Defensin 132), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Erkennt ein sekretiertes antimikrobielles Peptid, das an der angeborenen Immunität beteiligt ist. Ideal für die Defensinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEFB132 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Spezies	Mensch
Gen-ID	400830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-95 von humanem DEFB132 (NP_997352.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z7B7
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eistasche