

Anti-Defb132-Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb/Elisa - Q7Z7B7

Artikelnummer: CM0017278

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das humane Beta-Defensin 132 (DEFB132, BD-32). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. 11-kDa-Protein. Ideal für die Forschung an antimikrobiellen Peptiden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEFB132-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Spezies	Mensch
Gen-ID	400830
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7Z7B7
Proteinmolekulargewicht	11 kDa
Versand	Kühlakku