

Anti-Degs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15121

Artikelnummer: CM0013284

Einführung

Dieser anti-DEGS1 polyklonale Antikörper aus Kaninchen detektiert humanes DEGS1, eine Sphingolipid-Delta(4)-Desaturase, die entscheidend für die Umwandlung von Sphingarin zu Sphingosin ist. Validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Ideal für Stoffwechsel- und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DEGS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1; DEGS1
Spezies	Human
GeneID (human)	8560
GeneID	8560
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 234-323 von humanem DEGS1 (NP_003667.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15121
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel