

Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92629

Artikelnummer: CM0015916

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Delta-sarcoglycan (SGCD), validiert für WB, IF/ICC, ELISA und kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Sarkoglycan-Komplex und Dystrophin-Glykoprotein-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Delta-sarcoglycan (SGCD) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6444
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 61-290 von menschlichem Delta-sarcoglycan (NP_000328.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92629
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel