

## Anti-Delta-Sarcoglycan (Sgcd) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92629

Artikelnummer: CM0026927

### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches Delta-Sarcoglycan (SGCD) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen des Sarcoglycan-Komplexes und von Muskeldystrophien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Delta-Sarcoglycan (SGCD) Kaninchen pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-Sarcoglycan (SGCD)                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                |
| GenID             | 6444                                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 61-290 von menschlichem Delta-Sarcoglycan (SGCD) (NP_000328.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                   |
| SWISS             | Q92629                                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 32kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                             |