

Anti-Denn (Madd) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxg6

Artikelnummer: CM0002281

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DENN (MADD), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von synaptischem Trafficking, MAPK-Signalweg und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DENN Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DENN; IG20; DEEAH; RabGEF; NEDDISH; RAB3GEP
Spezies	Human
GeneID (human)	8567
GeneID	8567
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1548-1647 von humanem DENN (Q8WXG6).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXG6
Protein-Gewicht	183 kDa
Versand	Kühltasche