


Anti-Denr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 043583

Artikelnummer: CM0015062



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DENR (DRP1/SMAP-3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Translations-Reinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DENR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
Spezies	Mensch
GenID	8562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-198 von humanem DENR (NP_003668.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43583
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel