


Anti-Dermcidin (Dcd) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P81605

Artikelnummer: CM0026526



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Dermcidin (DCD), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus.

Unterstützt die Forschung an antimikrobiellen Peptiden und Krebsbiomarkern. Immunogen: AS 20-110. Proteinmasse: 11 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DCD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PIF; AIDD; DSEP; HCAP; DCD-1; DCD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	117159
GenID	117159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-110 des humanen DCD (NP_444513.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P81605
Proteinmasse	11 kDa
Versand	Eisbeutel