

Anti-Desmin Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Artikelnummer: CM0011567

Einführung

Anti-Desmin Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Desmin ist ein Typ-III-Intermediärfilament, das für die Muskelstruktur unerlässlich ist. Ideal für die Skelett- und Herzmuskelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
Spezies	Human
GenID (Human)	1674
GenID	1674
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 371-470 von humanem Desmin (P17661) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17661
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel