

Anti-Desmin Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Artikelnummer: CM0014100

Einführung

Hochwertiger Desmin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Forschungs-Rohmaterial für IVD zur Untersuchung von Sarkomerintegrität und Intermediärfilamenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1674
GenID	1674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-90 von humanem Desmin (NP_001918.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17661
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel