


Anti-Desmocollin 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08554

Artikelnummer: CM0007242



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Desmocollin 1, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für die Zelladhäsions- und Desmosomenforschung. SWISS: Q08554.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmocollin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDHF1; DG2/DG3; Desmocollin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1823
GenID	1823
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q08554
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel