

Anti-Desmocollin 3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14574

Artikelnummer: CM0003041

Einführung

Anti-Desmocollin 3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, hergestellt gegen ein synthetisches Peptid (aa 797-896 von humanem Q14574), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der desmosomalen Adhäsion und der epidermalen Barrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmocollin 3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1825
Gen-ID	1825
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 797-896 von humanem Desmocollin 3 (Q14574) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14574
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel