


Anti-Desmoglein 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14126

Artikelnummer: CM0005152



Einführung

Hochwertiger Anti-Desmoglein 2 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Q14126) validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes Desmoglein 2, ein desmosomales Cadherin, das an Zelladhäsion und Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Forschung zu Zellverbindungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmoglein 2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HDGC; CDHF5; Desmoglein 2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1829
GenID	1829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1001-1118 von humanem Desmoglein 2 (Q14126) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14126
Proteingewicht	122 kDa
Versand	Eisbeutel