

Anti-Desmoglein 3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32926

Artikelnummer: CM0004091



Einführung

Desmoglein-3 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches Desmoglein-3 (P32926), ein für die Keratinozytenadhäsion entscheidendes desmosomales Cadherin. Ideal für Studien zu Pemphigus, Zellverbindungen und Epithelbarriere-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmoglein 3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmoglein 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1830
Gen-ID	1830
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-999 von menschlichem Desmoglein 3 (P32926) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32926
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel