

Anti-Desmoglein 3/Pva Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P32926

Artikelnummer: CM0009213



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die Aminosäuren 50–615 von humanem Desmoglein-3 (DSG3, PVA), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Für die Forschung an Desmosomenadhäsion, Pemphigus vulgaris Autoantigen und Haarfollikelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmoglein 3/PVA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; DSG3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1830
GenID	1830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 50-615 von menschlichem Desmoglein 3/PVA (NP_001935.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32926
Proteinmasse	108 kDa
Versand	Eisbeutel