

Anti-Desmoplakin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Artikelnummer: CM0025907



Einführung

Validieren Sie die Desmoplakin-Expression mit diesem Kaninchen-polyclonalen Antikörper. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erforschung von Desmosomen-Verbindungen, Zelladhäsion und Haut-/Herzbiologie. Target: P15924.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmoplakin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	DP; DCWHKTA; Desmoplakin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1832
GenID	1832
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15924
Proteingewicht	332 kDa
Versand	Eisbeutel