

Anti-Desmoplakin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Artikelnummer: CM0015647



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Desmoplakin, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattenproteinen. Zielprotein mit einem Molekulargewicht von 332 kDa. Ideal für die Erforschung von Desmosomen und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Desmoplakin-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Bezeichnung	DP; DCWHKTA; Desmoplakin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1832
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2609-2830 des humanen Desmoplakins (NP_004406.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15924
Proteinmolekulargewicht	332 kDa
Versand	Kühlakku