

Anti-Det1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48732

Artikelnummer: CM0019278

Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper richtet sich gegen Arabidopsis thaliana DET1, einen Schlüsselregulator der Lichtsignaltransduktion und Photomorphogenese. Validiert für WB und ELISA, ist er ideal für Studien zur Pflanzenentwicklung und die Erforschung des Ubiquitinierungswegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DET1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1
Spezies	Arabidopsis thaliana
GenID	826609
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von Arabidopsis thaliana DET1 (NP_192756.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	P48732
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel