


Anti-Dffa Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - 000273

Artikelnummer: CM0016837



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen DFFA (DFF-45/ICAD) für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines DFFA, einen wichtigen Apoptose-Inhibitor der Caspase-aktivierten DNase. Ideal für die Erforschung des Zelltods.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DFFA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DFF1; ICAD; DFF-45; DFFA
Spezies	Mensch
Gen-ID	1676
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-331 des menschlichen DFFA (NP_004392.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00273
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel