

Anti-Dgat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75907

Artikelnummer: CM0030973



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DGAT1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zur Triacylglycerin-Synthese und Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARAT; DGAT; ARGP1; DIAR7; DGAT1
Spezies	Human
GeneID	8694
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem DGAT1 (NP_036211.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75907
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel