

Anti-Dgat2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pd7

Artikelnummer: CM0015877

Einführung

Dieser Anti-DGAT2 Kaninchen-polyclonale Antikörper ist für Western Blot und ELISA validiert und reagiert mit DGAT2 von Mensch, Maus und Ratte. DGAT2 ist die essentielle Acyltransferase, die den letzten Schritt der Triacylglycerolsynthese katalysiert – daher ist dieser Antikörper ein wertvolles Werkzeug für Studien zum Lipidstoffwechsel und zur Adipositasforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGAT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	84649
GenID	84649
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 289–388 des menschlichen DGAT2 (NP_115953.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PD7
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel