

Anti-Dgcr6L-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9By27

Artikelnummer: CM0017981

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen DGCR6L, geeignet für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. DGCR6L ist ein Kernprotein, das möglicherweise an der Migration von Neuralleistenzellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGCR6L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DGCR6; DGCR6L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	85359
GenID	85359
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von menschlichem DGCR6L (NP_150282.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY27
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel