


Anti-Dgcr8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8WYq5

Artikelnummer: CM0005325



Einführung

DGCR8 Rabbit mAb (Q8WYQ5) ist ein monoklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde und menschliches und murines DGCR8 erkennt. Ideal für die Erforschung der miRNA-Biogenese und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DGCR8 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	54487
GeneID	54487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 436-764 von humanem DGCR8 (Q8WYQ5) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WYQ5
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eistasche